



Z podłączeniem Nanny poradzi sobie każdy

Instalacja Nanny jest bardzo łatwa i szybka. W ciągu chwili przygotujesz bezpieczne miejsce na sen dla Twojego dziecka.



Podkładkę sensoryczną umieść pod materacem.



Czuły sensor rejestruje każdy oddech Waszego dziecka.

Nanny od niezawodnego producenta

Nanny produkuje Jablotron - czeska technologiczna firma z własną sekcją R&D i produkcją. Firma zapewnia ochronę nie tylko Waszego majątku, ale chroni też to, co najcenniejsze - Wasze dzieci.



Sprawdzona jakość




Bezpłatny serwis



Profesjonalne doradztwo

Produkcja, sprzedaż i serwis:
JABLOTRON ALARMS a.s.,
Pod Skalkou 4567/33
466 01 Jablonec nad Nisou
Republika Czeska

www.monitornanny.pl

 OBSŁUGA KLIENTA:
504 018 386

 info@monitornanny.pl

 [@nannymonitor.polska](https://www.facebook.com/nannymonitor.polska)

C-PLNANNY20050

nanny

Monitor oddechu niemowląt.
Dla Waszego spokojnego snu.



Chronimy to najcenniejsze

Nanny jest certyfikowanym urządzeniem medycznym, które pomyślnie przeszło rygorystyczne testy kliniczne. Nasz monitor oddechu jest całkowicie bezpieczny dla dziecka. Korzystają z niego również szpitale.

Co to jest zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS)?

Terminem zespół nagłej śmierci niemowląt (sudden infant death syndrome - SIDS) lekarze określają przypadki, gdy niemowlę umiera nagle bez widocznych przyczyn. Rocznie wskutek niego umiera 20 000 niemowląt na całym świecie. W Polsce na SIDS umiera około 180 dzieci rocznie.



Certyfikowany
wyrób
medyczny



Natychmiastowy
i głośny alarm




Prosta
obsługa

Jak działa Nanny




Za każdym razem, gdy włączasz Nanny, przeprowadza ona automatyczną kontrolę sprawności, dzięki czemu możesz w pełni na niej polegać.

Już sam dźwięk alarmu często wystarcza, aby dziecko obudziło się z głębokiego snu i zaczęło oddychać.



Wystarczy umieścić podkładkę sensoryczną pod materacem i podłączyć ją do urządzenia monitorującego.



Przy każdym wdechu dziecka zamiga zielona kontrolka.

Jeśli dziecko nie oddycha przez 20 sekund lub jeśli częstotliwość jego oddechów spada poniżej 8 oddechów na minutę, zapali się czerwone światło i rozlegnie się alarm.